

患者须知

大便潜血试验



试管内液体如吞咽会有危险。不要让儿童接触。

不要让尿液混入样本。

不要在月经期或痔疮流血时收集样本。

您不需要为此试验改变您的饮食或药物。大便潜血的测试需要用到**相连的两次肠道排泄物(大便)**。

采样前请检查到期日。如果试管已过期，与您的医生联系获取新的采样试管。





采样前检查试管上的到期日



如何采样

1. 在一只试管的标签上N、A和D旁写下您的：
 - 全名 (N)
 - 出生日期 (A)
 - 采样日期和时间 (D)
2. 清空您的膀胱 (排小便)，冲净马桶。
3. 在马桶里放一个干净的塑料容器。把您的肠道排泄物 (大便) 排入这个容器。
4. 把您标注过信息的试管的绿盖子**旋转**拧开。
5. 用小棍的顶端在肠道排泄物 (大便) 表面的不同位置刮蹭。测试只需要很少样本。
6. 把小棍从试管开口端重新放入采样试管。**把盖子按紧盖好**。
7. 上下**晃动**试管数次。
8. 把试管放入自封样本袋内存放于阴凉避光处 —— 最好在冰箱内 (**不要冷冻**)。
9. 当您下一次肠道排泄 (大便) **时重复上述1至8步**。



递送样本

把两支采样试管放入塑料样本袋的拉链自封区。

把SA Pathology申请表(Request Form)放在样本袋上开口的口袋内。送至离您最近的SA Pathology患者中心。

患者中心

请访问www.sapathology.sa.gov.au 或致电(08) 8222 3000获取各患者中心的地址及最新的开放时间。



This document has been reviewed and endorsed by SQCAG* for consumers and the community – August 2019.

*SA Health Safety and Quality Community Advisory Group